

ULTRA PLUS WF-150

KOM IGÅNG

- Anslut kontakten till eluttag.
- Fyll behållaren med ljummet vatten.
- Sätt i munstycket tills det klickar.
- **Aktivering (endast första gången):** kör enheten tills vatten kommer ur munstycket.
- Börja på lägsta tryck (1) och öka gradvis.
- Placera munstycket i munnen innan du startar vattnet.
- Luta dig över handfatet och håll läpparna lätt stängda.
- Slå på vatten, rengör enligt instruktion.
- Slå av och töm behållaren efter användning.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Koppla ur före rengöring. Torka med mjuk trasa och mildt rengöringsmedel.
- Behållaren kan diskas i diskmaskin (övre hylla).

Borttagning av hårda mineralavlagringar/allmän rengöring

- Tillsätt 2 matskedar vitvinsvinäger till en full behållare varmt vatten.
- Kör enheten tills behållaren är tom.
- Skölj genom att upprepa med rent varmt vatten.
- Utförs var 1-3:e månad för optimal prestanda.

