

CORDLESS ENHANCE WF-21

KOM IGÅNG

- Ladda före första användning: Anslut USB-C-kabeln till enheten och USB-A till väggaddaren. Ladda i cirka 4 timmar.
- LED-lampan lyser vid laddning och slocknar när laddningen är klar. Blinkar 8 gånger när batteriet är under 30%.
- Se till att laddningsport och kontakter är torra innan du ansluter.
- Sätt tillbaka skyddslocket efter laddning.
- Fyll behållaren: Lyft locket och fyll med varmt vatten.
- Sätt i munstycket tills det klickar. För att ta bort, tryck på utkastarknappen.
- Tryck inte på utkastarknappen när enheten är påslagen.

JUSTERA TRYCKET

- Skjut reglaget på handtaget: 1 steg upp = Låg, 2 steg upp = Hög.
- Börja på låg nivå och öka gradvis.
- Placera munstycket i munnen, luta dig över handfatet, håll läpparna lätt stängda och starta enheten.
- För bästa resultat, börja med bakre tänderna och arbeta framåt.
- Rengör både insida och utsida av tänderna.
- Håll enheten upprätt under användning.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Rengöring: Koppla ur före rengöring. Torka av med mjuk trasa.
- Behållaren kan diskas i maskin (övre hylla).
- Skölj enheten efteråt genom att köra den med varmt vatten.
- Använd munskölj: Du kan använda munskölj eller antibakteriell lösning.

Borttagning av hårda mineralavlagringar/allmän rengöring

- Tillsätt 2 matskedar vitvinsvinäger till en full behållare varmt vatten.
- Kör enheten tills behållaren är tom.
- Skölj genom att upprepa med rent varmt vatten.
- Utförs var 1-3:e månad för optimal prestanda.

