

Cordless ION WF-11

KOM IGÅNG

- Ladda enheten före första användning: Om USB charger inte ingår krävs en användarförsörjd USB charger (USB Type-A, 5.0 VDC, 1.0 A). Se till att kontakterna på både kabel och enhet är rena och torra innan laddning.
- Anslut den magnetiska laddningskabeln. Laddningsindikatorn lyser under laddning och blinkar kort var tredje sekund när enheten är fulladdad. En full laddning räcker ca 4 veckor vid 1 användning × 1 minut per dag. Vid ca 30 % återstående laddning blinkar indikatorn snabbt 3 gånger. Full laddning tar 4,5–5 timmar.
- Förbereda behållaren: Ta av behållaren, lyft locket och fyll med varmt vatten. Sätt tillbaka och tryck ned ordentligt. Stäng locket.
- Sätta i/ta bort munstycke: Tryck in munstycket i handtaget tills det klickar och färg-ringen ligger i nivå med handtagets ovansida. För att ta bort – skjut utkastarknappen.
- **Aktivering (endast första gången):** Ställ trycket på basen till hög (läge 10). Rikta handtag/munstycke mot handfatet. Slå PÅ ström och vatten tills vatten kommer ur munstycket.
- Justera trycket: Börja på lägsta läget (1) och öka gradvis till önskad nivå eller enligt tandvårdens anvisning.

ANVÄNDNING

- Placera alltid munstycket i munnen före start.
- Med vattenomkopplaren i OFF – slå PÅ strömmen.
- Luta dig över handfatet och håll läpparna lätt stängda så att vattnet kan rinna ut.
- Slå PÅ vattnet.
- När du är klar – slå AV vatten och ström. Under användning kan du stoppa vattenflödet genom att skjuta vattenomkopplaren till OFF (motorn fortsätter att gå).

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Koppla från strömförsörjningen före rengöring.
- Torka av med mjuk trasa och mildt, icke-slipande medel.
- Behållaren är avtagbar och kan diskas i diskmaskinens överkorg.
- Lufttorka rekommenderas.

Borttagning av hårda mineralavlagringar/allmän rengöring

- Tillsätt 2 matskedar vitvinsvinäger till en full behållare varmt vatten.
- Kör enheten tills behållaren är tom.
- Skölj genom att upprepa med rent varmt vatten.
- Utförs var 1–3:e månad för optimal prestanda.

